



Eco-mini

biometra
a part of Analytik Jena

Novost
Enostavna in robustna oblika



Nov modularen sistem:

Izmenljivi moduli: za elektroforezo (E), prenos proteinov - blotanje (B) tudi z vgrajenim hlajenjem (EBC)

- za ločevanje proteinov na vertikalnih 9.4 x 8.0 cm PAGE gelih
- modul za elektroforezo: za 1 ali 2 gela **hkrati**
- modula za mokro prenos proteinov: simultan prenos do 4 mini gelov

Enostaven za rokovanje:

- stekelca s fiksnimi distančniki (0.75 mm, 1.0 mm, 1.5 mm)
- **robusten nosilec za vlivanje gelov** – nov viskozno-elastičen polimer, ki preprečuje puščanje gela in omogoča vlivanje gela brez mehurčkov
- barvno označene kasete za prenos proteinov

Za informacije, ponudbe in naročila nas kontaktirajte na:

Telefon: 01 620 7 215

Faks: 01 620 7 211

E-mail: tina.solar@novo-analitica.si

www.biometra.de

obiščite