

Preizkusite NOV

GoScript™



sistem za reverzno transkripcijo in reverzno transkriptazo

GoScript sistem je robusten in zanesljiv sistem za sintezo cDNA!

- ✓ **občutljiv in zanesljiv:** ena RT za zanesljivo sintezo cDNA od maloštevilčnih do dolgih transkriptov
- ✓ omogoča rezultate, ko je sekundarna struktura RNA kompleksna
- ✓ optimiran za qRT-PCR (**neobčutljiv na inhibitorje v barvilih**)
- ✓ **prilagodljiv:** reakcijski volumni od 1-20 µl se lahko uporabijo za kasnejše PCR reakcije
- ✓ **izboljšana encimska aktivnost** omogoča prihranek na reakcijo
- ✓ **robusten:** sintetizira cDNA v prisotnosti močnih inhibitorjev
- ✓ vsebuje vse komponente za hitro postavitve optimiranega sistema za reverzno transkripcijo

GoScript Reverse Transcription System (A5000, A5001)	GoScript Reverse Transcriptase (A5003, A5004)
1 x 1.2ml MgCl <sub>2</sub>	3 x 1.2ml MgCl <sub>2</sub>
1 x 50µg Oligo(dT) <sub>15</sub> Primer	2 x 1.25ml GoScript™5X Reaction Buffer
1 x 200µl PCR Nucleotide Mix	1 x 500µl GoScript™ Reverse Transcriptase
1 x 50µg Random Primers	
1 x 2,500u Recombinant RNasin® Ribonuclease Inhibitor	
2 x 1.25ml Nuclease-Free Water	
1 x 100µl GoScript™ Reverse Transcriptase	
1 x 600µl GoScript™ 5X Reaction Buffer	

Kontaktirajte nas in preizkusite brezplačen vzorec **GoScript™** !

Za vsa vprašanja in naročila smo vam na voljo:

email: [tina.solar@novo-analitica.si](mailto:tina.solar@novo-analitica.si), [nada.kogovsek@novo-analitica.si](mailto:nada.kogovsek@novo-analitica.si),

[info@novo-analitica.si](mailto:info@novo-analitica.si) ali tel.: 01/620-7-215

